



OXALVAP

(Oxalsäure Verdampfer)

BEDIENUNGSANLEITUNG



Ing. Aleš Oharek
Špitálská 738
684 01 Slavkov u Brna
Tschechische Republik



+420 776 181 982
+420 606 689 367



www.oharkovi.cz



info@oharkovi.cz

Was Sie brauchen

- Oxalsäure Verdampfer OXALVAP
- Energiequelle (Autobatterie 12V)
- Oxalsäurekristalle
- Messlöffel für Kristalle
- Stoppuhr oder Uhr
- Maske genehmigt für Oxalsäure Dämpfe (zB 3M OV / N95), Säurebeständige Handschuhe und Augenschutz
- Tücher, um Eingänge zu blockieren

Sicherheitshinweise

- Tragen Sie immer Ihre Maske, Ihren Augenschutz und Ihre Handschuhe.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit Kristallen. Sie können Verbrennungen verursachen.
- Weitere Informationen zum Sicherheitsdatenblatt für Oxalsäure

Betriebsverfahren

1. Fügen Sie 1Gramm Oxalsäure pro Kappe 39x24 cm hinzu.
2. Zum Beispiel Bienenvolk mit zwei Full-Size-Boxen erfordert 2 Gramm Oxalsäure für die Behandlung.
3. Setzen Sie den Verdampfer entweder durch ein Sieb auf einer Matte oder durch den Flugeingang in den Bienenstock ein..
4. Dichten Sie Belüftung mit Tüchern ab (Eingang , usw.)
5. Schließen Sie den OXALVAP für 120-150 Sekunden (maximal 180 Sekunden - abhängig von der Batteriekapazität) an die Energiequelle (Autobatterie 12 Volt) an.
6. Trennen Sie OXALVAP von der Energiequelle.
7. Warten Sie 3-5 Minuten.
8. Entfernen Sie alle Tücher und entfernen Sie den Verdampfer.
9. Überprüfen Sie vor der Wiederverwendung oder Lagerung, ob der Verdampfer kühl ist.

Anwendungsbedingungen

- Führen Sie die Behandlung in ruhender Luft bei Umgebungstemperaturen über 5 ° C durch.
- Für einen besseren Kontakt der Fliegenbienen mit dem Stoff abends auftragen.
- Es kann nur in der Zwischenbettzeit oder bei Fächern und Schwärmen angewendet werden, aus denen keine Waben entnommen werden.
- Die Anwendung funktioniert nicht unter dem gekappten Fötus.
- Wiederholen Sie den gesamten Vorgang nach 7 - 10 Tagen mindestens dreimal.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang drei Wochen lang, da Säuredämpfe die Milben in fetalen Zellen nicht beeinträchtigen.
- Zählen Sie am Tag nach der Behandlung die Anzahl der Milben im Bienenstock. Milben fallen nach der Anwendung noch 2-3 Wochen.
- Die Frühlingsheilung kann erst nach dem ersten Bienenflug erfolgen.
- Eine andere Anwendung wird im Zeitraum von Mai bis Juni empfohlen.
- Die Nachbehandlung im Herbst kann nur in der Zeit ohne Bienenbrut in den Monaten November bis Dezember durchgeführt werden.

- Die Behandlung sollte mit der Verdampfung von Ameisensäure unter Verwendung von Geräten kombiniert werden, die für diesen Zweck ausgelegt sind.

Hinweis: Bei niedrigeren Umgebungstemperaturen, beispielsweise im Herbst, sind die Dämpfe besser sichtbar.

Technische Parameter

- AUSSENMASSE (LxHxB): : 45cm x 1,2cm x 6cm
- GEWICHT: 250 g
- ENERGIEQUELLE: Autobatterie 12V
- MATERIAL : Edelstahl, Kunststoff

Packungsinhalt

- 1x Professionelle Oxalsäure Verdampfer OXALVAP
- 1x Handgriff
- 1x Messlöffel für Kristalle (1gram)
- 1x Bedienungsanleitung

Anmerkungen

